

Przewodnik dla kupujących

Katalog produktów dystrybutora SleepAngel Medical

01.09.2021

Gabriel Scientific OÜ


Zakażenia związane z opieką zdrowotną (HAI) w połączeniu z opornością na antybiotyki to globalne wyzwanie, które kładzie większy nacisk na higienę i profilaktykę. Jednym z często pomijanych obszarów w profilaktyce HAI jest miękka powierzchnia – ogniwo w łańcuchu zakażeń krzyżowych między pacjentami. Pościel SleepAngel PneumaPure umożliwia dezynfekcję miękkich powierzchni jak powierzchni twardych, a także poprawia skuteczność innych środków zakażenia krzyżowego, utrzymując patogeny na powierzchni pościeli.

SleepAngel Medical to nasza opatentowana gama pościeli, która w badaniach klinicznych blokowała patogeny*, alergeny, drobnoustroje i pleśń. Jest to pierwsza na świecie gama pościeli barierowych, która łączy absolutną ochronę barierową z przepływem powietrza – dla komfortu użytkownika. Technologia chroniona patentem sojusznika, niezależnie przetestowane przez Airmid Healthgroup. Asortyment obejmuje poduszki, materace, pozycjonery, kołdry, materace wierzchnie itp.

NAGRODY

- Nagroda dla Najlepszego Nowicjusza 2019, Konferencja Towarzystwa Zapobiegania Zakażeniom
- Finalista Med-Tech Innovation Awards 2020, Medilink UK Healthcare Business Awards
- Najważniejsza innowacja roku 2017, Strategia Zapobiegania Zakażeniom

* Badane patogeny obejmują MRSA, C. Difficile, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger, Norovirus, grypa typu A, adenowirus 5, koronawirus 229E (HCoV 229E)



Filtr PneumaPure

Informacje o technologii

Streszczenie

Łóżko szpitalne składa się z różnych elementów, które w przypadku niedostatecznej dekontaminacji stwarzają potencjalne ryzyko infekcji dla pacjenta i opiekunów. Projektowanie produktów pościelowych (takich jak poduszki, materace, pozycjonery, kołdry, materace wierzchnie) nie zapewniają odpowiedniej bariery dla wewnętrznego zanieczyszczenia produktu. Nici, perforacje igieł, otwory wentylacyjne, zamki błyskawiczne wszystkie pozwalają na wnikanie powietrza i cieczy a razem z nimi patogenów. Zanieczyszczona pościel działa wtedy jak rezerwuuar i potencjalny wektor infekcji.

Pościel barierowa z technologią filtrowania PneumaPure™

Filtr PneumaPure to wysoce wyspecjalizowany nanoporowaty kompozyt filtrujący (tj. składający się z bardzo małych porów), który działa jako skuteczna bariera dla patogenów, w tym bakterii, wirusów i grzybów jak również dla wnikania cieczy, pozostając wysoce przepuszczalny dla powietrza. Dzięki zastosowaniu tej zaawansowanej technologii w projektowaniu i produkcji poduszek, materacy i innych urządzeń amortyzujących powstaje hermetycznie uszczelnione urządzenie amortyzujące, które stanowi klinicznie sprawdzoną barierę dla wnikania patogenów, a jednocześnie jest dobrze wentylowane, oddychające i wygodne



Wyrób medyczny klasy I zarejestrowany w FDA

* Badane patogeny obejmują Coronavirus 229E, (HcoV 229E), MRSA, E.Coli, Adenovirus 5, Pseudomonas aeruginosa, C.Difficile, Candida albicans, Aspergillus niger, Norovirus, Grypa typu A

Zawartość



5	PODUSZKI
6	Dostosowany zakres
8	Ekspresowy zakres
10	KOŁDRY
11	Dostosowany zakres
13	Ekspresowy zakres
15	POZYCJONERÓW
16	Pozycjonery w kształcie mydła
18	Pozycjonery trójkątne i klinowe
20	Pozycjonery cylindryczne
22	MATERACE
23	Zakres materacy
24	Szczegóły materaca niskiego ryzyka
25	Szczegóły materaca średniego ryzyka
26	Szczegóły materaca wysokiego ryzyka
27	PODUSZKI NA WÓZKI
28	Poduszki do wózków inwalidzkich
30	GAMA NEONATALNA
31	Materac noworodkowy

Poduszki

Dostosowany zakres

Specyfikacja poduszki



Tkanina zew:	100% poliuretan, błękit królewski lub biel medyczna
Podkład:	100% poliester
Gramatura tkaniny:	180g/m ²
Powłoka wew:	100% polipropylen 40g/m ²
Wypełnienie:	100% włókno poliestrowe
Etykieta:	Biały nadruk na tkaninie Royal blue; Jasnoszary nadruk na białej tkaninie medycznej
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkohol, max. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą
Standardy bezpieczeństwa:	Palność wypełnienia zgodnie z przepisami dotyczącymi mebli i wyposażenia (pożarowego) (bezpieczeństwa) z 1988 r. i Zmiany Załącznik 2 Część IBS 5852 : Część 2: 1982 Palność poduszek zgodnie z: Źródło zapłonu BS 7175 0, 1 i 5 BS NE ISO 12952-1:2010 i BS EM ISO 12952-2:2010

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Dostosowany zakres



Rozmiar (cm)	Całkowity waga (g)	Wypełnienie waga (g)	Kod produktu	Opakowania za pudełko*	MOQ	Minimalna ilość zamówienia <500 sztuk	Minimalne zamówienie > 500 sztuk	Minimalna ilość zamówienia > 1500 sztuk
46x71	1020	900	3012019	8 sztuk	1 pudełko			
50x60	920	700	3012024	8 sztuk	1 pudełko			
50x70	1020	900	3012065	8 sztuk	1 pudełko			
60x70	1260	1000	3012006	6 sztuk	1 pudełko			
60x80	1440	1100	3012066	5 sztuk	1 pudełko			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 8%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel®

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Ekspresowy zakres

Specyfikacja poduszki



Tkanina zew:	100% poliuretan, błękit królewski lub biel medyczna
Podkład:	100% poliester
Gramatura tkaniny:	150g/m ²
Powłoka wew	100% polipropylen 40g/m ²
Wypełnienie:	100% poliestrowe włókno puste (dmuchane) HC FR 7D 32 mm
Etykieta:	Biały nadruk na tkaninie Express
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkohol, max. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą
Standardy bezpieczeństwa:	Palność wypełnienia zgodnie z przepisami dotyczącymi mebli i wyposażenia (pożarowego) Normy (bezpieczeństwa) z 1988 r. i poprawkami, załącznik 2, część IBS 5852 : część 2: 1982 r. Palność poduszki zgodnie z: BS 7175 źródło zapłonu 0, 1 i 5 BS NE ISO 12952-1:2010 i BS EM ISO 12952-2:2010

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Ekspresowy zakres



Rozmiar	Całkowity	Kod produktu	Opakowanie w kartonie*	MOQ	Minimalna ilość zamówienia <500 sztuk	Minimalne zamówienie > 500 sztuk	Minimalna ilość zamówienia > 1500 sztuk
46x71	820	3010015	Pakowane próżniowo 15 sztuk	1 pudełko			
50x60	620	3010013	Pakowane próżniowo 15 sztuk	1 pudełko			
50x70	870	3010014	Pakowane próżniowo 15 sztuk	1 pudełko			
60x60	830	3016012	Pakowane próżniowo 10 sztuk	1 pudełko			
60x80	1070	3010040	Pakowane próżniowo 10 sztuk	1 pudełko			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 8%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel®

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Kołodry

Dostosowany zakres

Specyfikacja kołdry



Tkanina zew.:	100% poliuretan, błękit królewski lub biel medyczna
Podkład:	100% poliamid
Gramatura:	180g/m ²
Wypełnienie:	100% poliestrowa watolina łączona termicznie 200 g/m ²
Etykieta:	Biały nadruk na tkaninie Royal blue; Jasnoszary nadruk na białej tkaninie medycznej
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkohol, max. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą
Standardy bezpieczeństwa:	Palność kołdry zgodnie z: BS 7175 źródło zapłonu 0, 1 i 5 BS NE ISO 12952-1:2010 i BS EM ISO 12952-2:2010

SleepAngel®

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Dostosowany zakres



Rozmiar (cm)	Waga całkowita (g)	Kod produktu	Opakowanie w kartonie*	MOQ	Minimalne zamówienie <50 sztuk	Minimalne zamówienie > 50 sztuk	Minimalne zamówienie > 150 sztuk
200x135	1530	4012005	6 sztuk	1 pudełko			
198x138	1570	4012003	6 sztuk	1 pudełko			
200x140	1600	4012018	6 sztuk	1 pudełko			
210x160	1930	4012010	5 sztuk	1 pudełko			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 8%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel®

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Ekspresowy zakres

Specyfikacja kołdry



Tkaninazew.:	100% poliuretan, ekspresowy niebieski
Podkład:	100% poliestru
Waga tkaniny:	150 g/m ²
Wypełnienie:	100% poliestrowa watolina łączona termicznie 200 g/m ²
Etykieta:	Biały nadruk na niebieskiej tkaninie Express
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkoholu, max. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą
Standardy bezpieczeństwa:	Palność kołdry zgodnie z: BS 7175 źródło zapłonu 0, 1 i 5 BS NE ISO 12952-1:2010 i BS EM ISO 12952-2:2010

SleepAngel®

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Ekspresowy zakres



Rozmiar (cm)	Waga całkowita (g)	Kod produktu	Opakowanie w kartonie*	MOQ	Minimalne zamówienie <50 sztuk	Minimalne zamówienie > 50 sztuk	Minimalne zamówienie > 150 sztuk
200x135	1400	4010015	Pakowane próżniowo 10 sztuk	1 pudełko			
198x138	1430	4010019	Pakowane próżniowo 10 sztuk	1 pudełko			
200x140	1440	4010032	Pakowane próżniowo 10 sztuk	1 pudełko			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 8%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel®

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Pozycjonery

Pozycjonery w kształcie mydła

Specyfikacja pozycjonera



Tkanina zew:	100% poliuretan, błękit królewski
Podkład:	100% poliamid
Gramatura:	180g/m ²
Wypełnienie:	Różne rodzaje pianek
Etykieta:	Biały nadruk na tkaninie Royal blue
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkoholu, max. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą
Standardy bezpieczeństwa:	Palność zgodnie z: BS NE ISO 12952-1:2010 i BS EM ISO 12952-2:2010 UK Jakość na specjalne zamówienie

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Pozycjonery w kształcie mydła



Kształt	Bezpośredni rozmiar pianki/ Rozmiar okładki (cm)	Rodzaj wypełnienia	Całkowity waga (g)	Produkt kod	Opakowania za pudełko*	MOQ	Minimalne zamówienie <50 sztuk	Minimalne zamówienie > 50 sztuk	Minimalne zamówienie > 150 sztuk
Mydło	30x40x8/34x43	średni 45 kg/m ³ formowana pianka	570	3012022	25 sztuk	1 pudełko			
Mydło	25x50x5/29x52	średni 45 kg/m ³ formowana pianka	600	3012057	25 sztuk	1 pudełko			
Mydło	42x66x11/47x71	średni 45 kg/m ³ formowana pianka	1410	3012020	6 sztuk	1 pudełko			
Mydło	42x56x11/47x61	średni 45 kg/m ³ formowana pianka	1200	3012042	8 sztuk	1 pudełko			
Mydło	40x60x8/45x65	MF 50 kg/m ³ (VE5010)	620	3010060	12 sztuk	1 pudełko			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 0%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel®

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Pozycjonery trójkątne i klinowe

Specyfikacja pozycjonerów



Tkaninazew.:	100% poliuretan, błękit królewski
Podkład:	100% poliamid
Waga tkaniny:	180g/m ²
Wypełnienie:	Różne rodzaje pianek
Etykieta:	Biały nadruk na tkaninie Royal blue
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkoholu, max. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą
Bezpieczeństwo standardy:	Palność zgodnie z: BS NE ISO 12952-1:2010 i BS EM ISO 12952-2:2010 UK Jakość na specjalne zamówienie

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Pozycjonery trójkątne i klinowe



Kształt	Pianka bezpośrednia rozmiar (cm)	Rodzaj wypełnienia	Całkowity waga (g)	Produkt kod	Opakowania za pudełko*	MOQ	Minimalne zamówienie <50 sztuk	Minimalne zamówienie > 50 sztuk	Minimalne zamówienie > 150 sztuk
Klin	40x20x10	Pianka standardowa (VB2540)	130	3012070	40 sztuk	1 pudełko			
Klin	40x20x10	MF 50 kg/m ³ (VE5015)	220	3012072	40 sztuk	1 pudełko			
Klin	60x38x10	Pianka standardowa (VB2540)	440	3012069	12 sztuk	1 pudełko			
Trójkątny	30x30x30	średni 45 kg/m ³ (VE4515)	600	3012018	10 sztuk	1 pudełko			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 0%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Pozycjonery wałki

Specyfikacja pozycjonera



Tkanina zew.:	100% poliuretan, błękit królewski
Podkład:	100% poliamid
Gramatura:	180g/m ²
Wypełnienie:	Różne rodzaje pianek
Etykieta:	Biały nadruk na tkaninie Royal blue
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkoholu, max. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą
Standardy bezpieczeństwa:	Palność zgodnie z: BS NE ISO 12952-1:2010 i BS EM ISO 12952-2:2010 UK Jakość na specjalne zamówienie

SleepAngel[®]

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Pozycjonery wałki



Kształt	Pianka bezpośrednia rozmiar (cm)	Rodzaj wypełnienia	Całkowity waga (g)	Produkt kod	Opakowania za pudełko*	MOQ	MOQ < 50 sztuk	MOQ > 50 sztuk	MOQ > 150 sztuk
Cylinder	15x60	MF 50 kg/m ³ (VE5015)	630	3012047	15 sztuk	1 pudełko			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 8%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel®

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Materace

Zakres materacy

Specyfikacja materaca




Tkanina zew.:	100% poliuretan, granatowy i szary antypoślizgowy
Podkład:	100% poliamid
Gramatura:	215 g/m ²
Spód:	Antypoślizgowe
Etykieta:	Biały nadruk na ciemnoniebieskim materiale
Wypełnienie:	Ryzyko niskie, średnie i wysokie (specyfikacja na następnych stronach)
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkoholu, max. 10 000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą
Standardy bezpieczeństwa:	Palność zgodnie z: BS EN 597-1:1995 & BS EN 597-2:1995

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Detale materaca niskiego ryzyka



Wypełnienie:	Gofrowa miękka pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości
Gęstość:	40 kg/m ³
Klasa zmęczenia:	Bardzo ciężki

Rozmiar (cm)	Waga całkowita (kg)	Kod produktu	Opakowanie w kartonie*	MOQ	Minimalne zamówienie <50 sztuk	Minimalne zamówienie > 50 sztuk	Minimalne zamówienie > 150 sztuk
200x80x15	10	3060009	1 szt. na worek / 7 szt. na paletę	1 paleta			
198x88x15	11	3060010	1 szt. na worek / 5 szt. na paletę	1 paleta			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 8%. *Wymiary kartonu 120 x 80 x 66 cm


SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Detale materaca średniego ryzyka

Wypełnienie:	Góra: miękka pianka zapamiętująca kształt zamka. Część środkowa: miękki poliuretan o wysokiej sprężystości pianka. Ściany boczne i podstawa: twarda pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości
Gęstość:	Pianka z pamięcią: 60 kg/m ³ , pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości: 40 kg/m ³
Klasa zmęczenia:	Bardzo ciężki



Rozmiar (cm)	Waga całkowita (kg)	Kod produktu	Opakowanie w kartonie*	MOQ	Minimalne zamówienie <50 sztuk	Minimalne zamówienie > 50 sztuk	Minimalne zamówienie > 150 sztuk
200x78x15	12,00	3060019	1 szt. na worek / 7 szt. na paletę	1 paleta			
198x80x15	12,50	3060008	1 szt. na worek / 7 szt. na paletę	1 paleta			
200x88x15	13,50	3060020	1 szt. na worek / 5 szt. na paletę	1 paleta			
198x90x15	14,00	3060018	1 szt. na worek / 5 szt. na paletę	1 paleta			


Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 0%. *Wymiary kartonu 120 x 80 x 66 cm

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com, www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Detale materaca wysokiego ryzyka



Wypełnienie:	Góra: miękka pianka zapamiętująca kształt gofrowa. Żel w obszarze pięty. Część środkowa: miękka pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości. Ściany boczne i podstawa: twarda pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości
Gęstość:	Pianka z pamięcią: 60 kg/m ³ , pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości: 40 kg/m ³
Klasa zmęczenia:	Bardzo ciężki

Rozmiar (cm)	Waga całkowita (kg)	Kod produktu	Opakowanie w kartonie*	MOQ	Minimalne zamówienie <50 sztuk	MOQ > 50 tys. szt	Minimalne zamówienie > 150 sztuk
198x80x15	12,00	3060007	1 szt. na worek / 7 szt. na paletę	1 paleta			
198x88x15	13,50	3060011	1 szt. na worek / 5 szt. na paletę	1 paleta			
190x90x15	13,00	3060005	1 szt. na worek / 5 szt. na paletę	1 paleta			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 0%. *Wymiary kartonu 120 x 80 x 66 cm

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Wózek inwalidzki

Poduszki

Poduszki do wózków inwalidzkich

Specyfikacja




Tkaninazew.:	100% poliuretan, granatowy i szary antypoślizgowy
Podkład:	100% poliamid
Gramatura:	215 g/m ²
Spód:	Antypośli
Etykieta:	Biały nadruk na ciemnoniebieskim materiale
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkohol, max. 10 000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą

SleepAngel®

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Poduszka na wózek inwalidzki niskiego ryzyka



Wypełnienie:	Góra: miękka pianka z pamięcią kształtu. Podstawa: twarda pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości
Gęstość:	25 mm 40 kg/m ³ pianka twarda 45 mm 60 kg/m ³ pianka zapamiętująca kształt

Rozmiar (cm)	Waga całkowita (g)	Kod produktu	Opakowanie w kartonie*	MOQ	Minimalna ilość zamówienia <80 sztuk	Minimalne zamówienie > 80 sztuk	Minimalne zamówienie > 160 sztuk
40x40x7	740	3013003	12 sztuk	1 pudełko			
40x45x7	820	3013005	10 sztuk	1 pudełko			
45x45x7	1027	3013011	10 sztuk	1 pudełko			


Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 8%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Poduszka na wózek inwalidzki średniego ryzyka



Wypełnienie	Góra: miękka pianka zapamiętująca kształt zamka. Część środkowa: miękka o wysokiej sprężystości pianka poliuretanowa. Podstawa: twarda pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości
Gęstość:	30 mm 45 kg/m ³ pianka twarda 20 mm 40 kg/m ³ miękka pianka, 50 mm 60 kg/m ³ pianka zapamiętująca kształt

Rozmiar (cm)	Waga całkowita (g)	Kod produktu	Opakowania	MOQ	Minimalna ilość zamówienia <80 sztuk	Minimalne zamówienie > 80 sztuk	Minimalne zamówienie > 160 sztuk
40x40x10	956	3018027	8 sztuk	1 pudełko			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 0%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997



Zakres noworodkowy

Materac noworodkowy

Specyfikacja



Tkaninazew.:	100% poliuretan Wierzch: błękit królewski lub biel medyczna, podstawa: szary antypoślizgowy
Podkład:	100% poliamid
Gramatura:	Góra 180g/m ²² , Baza 215g/m ²
Etykieta:	Biały nadruk na tkaninie Royal blue; Jasnoszary nadruk na białej tkaninie medycznej
Wypełnienie:	3 warstwy: twarda pianka bazowa 12 mm 40 kg/m ³ + 12 mm średnio miękka pianka środkowa 27 kg/m ³ + 15 mm górna pianka z pamięcią kształtu lekka warstwa konturowa 60kg/m ³
Czyszczenie:	Dezynfekuj za pomocą max. 72% alkohol, max. 1000 ppm aktywnego chloru. Wytrzyj ściereczką zwilżoną wodą
Standardy bezpieczeństwa:	Palność zgodnie z EN 597-1:1994, EN 597 2:1994 i BS 6807:2008, Sekcja 9, Źródło zapłonu 5 (z BS 7177:2008+A1:2011 Średnie zagrożenie)

Rozmiar (cm)	Waga całkowita (g)	Kod produktu	Opakowanie w kartonie*	MOQ	Minimalne zamówienie <64 szt.	Minimalne zamówienie > 64 szt.	Minimalne zamówienie > 128 sztuk
31x61x4	490g	3070000	16 sztuk	1 pudełko			

Na życzenie dostępne są niestandardowe rozmiary i różne gramatury wypełnienia. Tolerancje masy produktu 3%; rozmiar produktu 1cm. Wszystkie ceny podane w EUR, EXW, VAT 8%. *Wymiary kartonu 77 x 57 x 48 cm

SleepAngel

Gabriel Scientific OÜ, Mauri tee 3, Papsaare küla, Pärnu linn 88317, Estonia
info@SleepAngel-Medical.com , www.SleepAngel-Medical.com, +372 5811 9997





Pozycjonery cylindryczne SleepAngel Medical w Glasgow Royal Infirmary ICU

Pozycjoner cylindryczny SleepAngel Medical Barrier okazał się przydatnym narzędziem dla pacjentów z ostrym Covid-19, gdy stają się ARDS. Układanie na wałku powoduje ucisk na klatkę piersiową i pomaga zmniejszyć ciśnienie i utrzymać wymaganą pozycję pacjenta. Ponadto można je dezynfekować na miejscu i ponownie wykorzystywać dla innych pacjentów, ponieważ stanowią sprawdzoną barierę przed wirusami, alergenami, patogenami i pyłami.

Suzanne Madden: „Dostarczono 12 poduszek na oddział intensywnej terapii Glasgow Royal Infirmary od SleepAngel Medical Barrier Bedding, co będzie miało ogromne znaczenie dla naszych pacjentów oddziału intensywnej terapii, którzy muszą być układani w pronacji. Dziękuję.”



Informacje zwrotne od pacjenta

David, pacjent w szpitalu w Pradze:

„Używałem poduszki SleepAngel Medical przez ostatnie dwa miesiące, kiedy byłem w szpitalu. Miałem problemy z kręgosłupem i poczułem różnicę po pierwszej nocy z poduszką. Jest to idealne rozwiązanie dla kogoś takiego jak ja, który jest przyzwyczajony do spania na boku. Właściwie było tak dobrze, że postanowiłem kupić go również w domu.



CORMED MD
FUTURE TODAY

Dystrybutor produktów Gabriel Scientific OÜ w Polsce

Website: www.coremdmd.pl

E-mail: coremed@coremdmd.pl

Tel: 603508872