



Funkcjonalny wózek szpitalny i system przechowywania dla urządzenia SigmaStim *Sigma*TM

Opis produktu

Kompaktowy wózek z regulowaną wysokością, wyposażony w większą powierzchnię roboczą i zwiększoną przestrzeń do przechowywania.

- Praca w pozycji siedzącej lub stojącej
- Przechowuj materiały do zabiegów w łatwo dostępnym metalowym pojemniku
- Po użyciu odłóż zestaw elektrod ręcznych w bocznych uchwytach

Solidna podstawa z odlewu metalowego oraz wytrzymałe, blokowane kółka o średnicy 4" zapewniają stabilność i mobilność. Zamów ten wózek, aby zaspokoić potrzeby swojego zespołu klinicznego i spełnić wymagania dotyczące gabinetu ECT.



Specyfikacja wózka 25"

- Wymiary powierzchni roboczej: 25" x 20,5" (63,5 x 52,07 cm)
- Wysokość można regulować w zakresie od 30" do 40" (76,2 – 101,6 cm)
- Uchwyt o szerokości 17" (43,18 cm) ma zaokrąglony kształt, zapewniający wygodny chwyt
- Wymiary metalowego pojemnika: 18" x 11" x 3" (45,72 x 27,94 x 7,62 cm)
- Siłownik pneumatyczny umożliwia łatwą regulację wysokości w zakresie od 30" do 40"
- Dwa uchwyty są wygodnie rozmieszczone, co ułatwia przechowywanie Ręcznego Zestawu Elektrod
- Wymiary Uchwytu na Elektrode Ręczną: 4,5" x 3,5" x 2,5" (11,43 x 8,89 x 6,35 cm)
- Waga produktu: 69 funtów
- Waga wysyłkowa: 79 funtów
- Nośność: 50 funtów na powierzchni roboczej, 150 funtów łącznie
- Wymagany prosty montaż
- Należy podać numer części 9851-0006



Innowacje w zakresie
neuromodulacji ECT oparte na
dowodach naukowych

Wszechstronny wózek szpitalny i rozwiązanie do przechowywania dla urządzenia SigmaStim *Sigma*TM

Opis produktu

Urządzenie Sigma ECT zostało zaprojektowane z nową, bardziej kompaktową konstrukcją. Ten elegancki model wymaga również kompaktowego i mobilnego rozwiązania do przechowywania. Połącz swój nowy model Sigma z tym wózkiem o regulowanej wysokości, aby zapewnić wydajną praktykę zabiegów i zwiększyć przestrzeń do przechowywania.

- Praca w pozycji siedzącej lub stojącej
- Przechowuj materiały do zabiegów w łatwo dostępnym metalowym pojemniku
- Po użyciu odłóż zestaw elektrod ręcznych w bocznych uchwytach

Solidna podstawa z odlewu metalowego oraz wytrzymałe, blokowane kółka o średnicy 4" zapewniają stabilność i mobilność. Zamów ten wózek, aby zaspokoić potrzeby swojego zespołu klinicznego i spełnić wymagania dotyczące gabinetu ECT.



Specyfikacja wózka 22"

- Wymiary powierzchni roboczej: 22" x 17" (55,88 x 43,18 cm)
- Wysokość można regulować w zakresie od 30" do 40" (76,2 – 101,6 cm)
- Uchwyt o szerokości 17" (43,18 cm) ma zaokrąglony kształt, zapewniający wygodny chwyt
- Wymiary metalowego pojemnika: 18" x 11" x 3" (45,72 x 27,94 x 7,62 cm)
- Siłownik pneumatyczny umożliwia łatwą regulację wysokości w zakresie od 30" do 40"

- Dwa uchwyty są wygodnie rozmieszczone, aby pomieścić Ręczny Zestaw Elektrod Sigma
- Wymiary Uchwytu do Elektrody Ręcznej: 4,5" x 3,5" x 2,5" (11,43 x 8,89 x 6,35 cm)
- Waga produktu: 56 funtów
- Waga wysyłkowa: 66 funtów
- Nośność: 50 funtów na powierzchni roboczej, 150 funtów całkowita
- Wymagany prosty montaż
- Należy podać numer części 9851-0007

Aby uzyskać informacje o produktach i sprzedaży, skontaktuj się z firmą SigmaStim lub odwiedź naszą stronę internetową.

marzec 2010 r., wersja 1